

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Col5A1 Per Wb Ed Elisa - P20908

Numero articolo: CM0018702



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'umano COL5A1 (catena alfa-1(V) del collagene), validato per WB ed ELISA. Rileva COL5A1 umano e di topo. Adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare e studi sul collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio COL5A1
Note/Alias	EDSC; FDMDF; EDSCL1; COL5A1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1289
GeneID	1289
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-400 di COL5A1 umano (NP_000084.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P20908
Peso Proteico	184kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio