

Anticorpo Policlonale Anti-Col6A2 Per Wb, Elisa - P12110

Numero articolo: CM0024702



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità che bersaglia COL6A2 umano. Validato per WB e ELISA, presenta reattività crociata con il topo. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare e il collagene di tipo VI. SWISS: P12110.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COL6A2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	UCMD1; BTHLM1; PP3610; COL6A2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1292
GeneID	1292
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 720-1019 di COL6A2 umano (NP_001840.3)
Origine	Coniglio (Rabbit)
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	P12110
Peso Proteico	109 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio