

Anticorpo Policlonale Anti-Col9A1 Per Wb E Elisa - P20849

Numero articolo: CM0029357



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COL9A1 umano, validato per Western blot e ELISA con reattività crociata verso il ratto. Adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare della cartilagine e del vitreo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COL9A1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MED; EDM6; STL4; DJ149L1.1.2; COL9A1
Specie	Umano
Gene ID	1297
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-270 di COL9A1 umano (NP_001842.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P20849
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio