


Anticorpo Policlonale Anti-Colec11 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwp8

Numero articolo: CM0029650



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio COLEC11 adatto per applicazioni WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Mir alla collectina-11, una lectina coinvolta nell'immunità innata, nell'apoptosi e nell'embriogenesi. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COLEC11 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	3MC2; CLK1; CL-11; CL-K1-I; CL-K1-II; CL-K1-IIa; CL-K1-IIb; COLEC11
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	78989
ID Gene	78989
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-271 di COLEC11 umano (NP_076932.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BWP8
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio