

Anticorpo Policlonale Anti-Colec12 Per Wb, Elisa - Q5Ku26

Numero articolo: CM0013737



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-COLEC12 adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce con COLEC12 umano e murino (CL-P1, SRCL). Utile per lo studio delle funzioni dei recettori scavenger nella difesa dell'ospite e nell'assorbimento delle oxLDL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Dettagli
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-COLEC12
Alias	CLP1, NSR2, SRCL, SCARA4, COLEC12
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	81035
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-270 della COLEC12 umana (NP_569057.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q5KU26
Peso della proteina	82 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante