

Anticorpo Policlonale Anti-Colgalt2 Per Wb, Elisa - Q8lyk4

Numero articolo: CM0014035

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la galattosiltransferasi 2 del procollagene (COLGALT2). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso uomo e topo. Ideale per gli studi sulla glicosilazione del collagene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COLGALT2 Rabbit pAb
Note/Alias	C1orf17; GLT25D2; ColGalT 2; COLGALT2
Specie	Uomo
ID gene (uomo)	23127
ID gene	23127
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-230 della COLGALT2 umana (NP_055916.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q8IYK4
Peso della proteina	73 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata con ghiaccio