

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Catena Alfa-1(Xvi) Del Collagene (Col16A1) Per Wb Ed Elisa - Q07092

Numero articolo: CM0021968

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio COL16A1 convalidato per WB ed ELISA. Rileva la catena alfa-1(XVI) del collagene umana, murina e ratto, una proteina della matrice extracellulare secreta coinvolta nell'adesione cellulare e nella segnalazione delle integrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COL16A1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	447AA; FP1572; COL16A1
Specie	Umano
GeneID	1307
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1000-1100 del COL16A1 umano (NP_001847.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q07092
Peso proteico	158kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio