


Anticorpo Policlonale Anti-Collagene I/Col1A1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02452

Numero articolo: CM0019670



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al collagene I/COL1A1, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca su osso, tendine e tessuto connettivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Collagene I/COL1A1 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Collagene I/COL1A1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1277
ID Gene	1277
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1120-1218 del Collagene I/COL1A1 umano (NP_000079.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02452
Peso Proteico	139kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio