

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Collagene I/Col1A1 Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P02452

Numero articolo: CM0008402



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro il Collagene I/COL1A1, adatto per applicazioni WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare e sulla biologia ossea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Collagene I/COL1A1 mAb Coniglio
Note/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1277
ID Gene	1277
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02452
Peso Proteico	139kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio