

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Collagene I/Col1A1 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02452

Numero articolo: CM0018116



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al collagene I/COL1A1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su tessuti e cellule umane, murine e di ratto. Adatto per studi sulla matrice extracellulare, sull'osso e sui tessuti connettivi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Collagene I/COL1A1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Collagene I/COL1A1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1277
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1151-1250 del collagene I/COL1A1 umano (NP_000079.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P02452
Peso proteico	139 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio