

Anti-Collagen I/Col1A1 Rabbit Polymab® Per Wb - P02452

Numero articolo: CM0006868



introduzione

PolymAb® di coniglio contro Collagen I/COL1A1 per applicazioni WB, IHC-P e IF. Rileva il collagene di tipo I umano, murino e ratto con peso molecolare di 139 kDa. Ideale per studi sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Collagen I/COL1A1 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1277
GeneID	1277
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1150-1250 del Collagene I/COL1A1 umano (NP_000079.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P02452
Peso Proteico	139 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio