

Anticorpo Monoclonale Anti-Collagene I/Col1A2 Per Wb, Elisa - P08123

Numero articolo: CM0002420



introduzione

mAb rabbit anti-Collagene I/COL1A2 per applicazioni WB, ELISA. Validato su uomo, topo, ratto. Peso molecolare del bersaglio 129 kDa. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb rabbit anti-Collagene I/COL1A2
Note/Alias	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Collagene I/COL1A2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	1278
GeneID	1278
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-600 del Collagene I/COL1A2 umano (NP_000080.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08123
Peso proteico	129kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio