

Anticorpo Monoclonale Anti-Collagene I/Col1A2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P08123

Numero articolo: CM0006551



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per il Collagene I/COL1A2 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Adatto per lo studio della matrice extracellulare, della biologia di tendini, legamenti e ossa. Reagisce in modo crociato con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Collagene I/COL1A2
Note/Alias	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Collagene I/COL1A2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1278
GeneID	1278
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P08123
Peso Proteico	129kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio