

Anticorpo Policlonale Anti-Collagene I/Col1A2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P08123

Numero articolo: CM0021019



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato al Collagene I/COL1A2 umano, adatto per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Prezioso per la ricerca sulla matrice extracellulare, sull'osso e sul tessuto connettivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Collagene I/COL1A2 pAb di Coniglio
Note/Alias	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Collagene I/COL1A2
Specie	Umano
GeneID	1278 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1161-1260 del Collagene I/COL1A2 umano (NP_000080.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08123
Peso Proteico	129kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio