

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Collagene I/Col1A2 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08123

Numero articolo: CM0027501



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro il Collagene I/COL1A2 umano, validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della biologia del collagene, della matrice extracellulare e della mineralizzazione ossea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	Collagene I/COL1A2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Collagene I/COL1A2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	1278
GeneID	1278
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 501-600 del Collagene I/COL1A2 umano (NP_000080.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08123
Peso proteico	129 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio