


Anticorpo Policlonale Anti-Collagen II Per Wb, Elisa - P02458

Numero articolo: CM0023105



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il Collagen II umano (COL2A1). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sullo sviluppo della cartilagine e sulla biologia dello scheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Collagen II Coniglio pAb
Note/Alias	AOM; ANFH; SEDC; STL1; COL11A3; Collagen II
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1280
Gene ID	1280
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-200 del Collagen II umano (NP_001835.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02458
Peso proteico	142kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio