

Anticorpo Policlonale Anti-Collagen Iii Alpha 1/Col3A1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P02461

Numero articolo: CM0024992



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega al Collagen III alpha 1 (COL3A1) umano. Validato per WB, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare e sul tessuto connettivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Collagen III alpha 1/COL3A1 Rabbit pAb
Note/Alias	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Collagen III alpha 1/COL3A1
Specie	Umano
GeneID (umano)	1281
GeneID	1281
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1201-1301 del Collagen III alpha 1/COL3A1 umano (NP_000081.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02461
Peso proteico	139kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio