

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Collagene Iii Alfa 1/Col3A1 Per Wb, Ip, Elisa - P02461

Numero articolo: CM0003307



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro Collagene III alfa 1/COL3A1 (P02461). Validato per western blot, immunoprecipitazione e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Uno strumento affidabile per la ricerca sulla matrice extracellulare e sul tessuto connettivo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Collagene III alfa 1/COL3A1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Collagene III alfa 1/COL3A1
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	1281
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-400 del Collagene III alfa 1/COL3A1 umano (P02461)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P02461
Peso proteico	139kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio