


Anticorpo Monoclonale Anti-Collagene Iv Per Wb, Db, Elisa - P53420 / Q14031 / P08572 / P02462

Numero articolo: CM0006635



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-collagene IV validato per Western blot, dot blot ed ELISA. Reagisce crociatamente con proteine umane, murine e di ratto. Utile per la ricerca sulla membrana basale e sulle malattie glomerulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-collagene IV
Note/alias	BFH; ATS2; BFH1; CA44; Collagene IV
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	1286/1288/1284/1282
ID del gene	1286/1288/1284/1282
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1573-1690 di COL4A4 umano (NP_000083.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P53420/Q14031/P08572/P02462
Peso della proteina	164 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante