


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Collagene Iv Per Wb, If/Icc, Elisa - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

Numero articolo: CM0004951



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la catena alfa-3 del Collagene IV (antigene di Goodpasture). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA in campioni umani e di ratto. Adatto per la ricerca sulla membrana basale e sull'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Collagene IV
Note/Alias	ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3/COL4A5/COL4A2/COL4A1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1285/1287/1284/1282
ID Gene	1285/1287/1284/1282
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1555-1669 del COL4A3 umano (NP_000082.2))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
Peso proteico	162kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio