


## Anticorpo Policlonale Anti-Collagen VI/Col6A1 Per Wb, Elisa - P12109

Numero articolo: CM0028234



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il collagene VI/COL6A1 umano, validato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studi sulla matrice extracellulare, l'adesione cellulare e la distrofia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Anticorpo policlonale di coniglio anti-Collagen VI/COL6A1                                                                                              |
| Note/Alias          | OPLL; BTHLM1; UCHMD1; Collagen VI/COL6A1                                                                                                               |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                  |
| GenelD (Umano)      | 1291                                                                                                                                                   |
| GenelD              | 1291                                                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-250 del Collagen VI/Collagen VI/COL6A1 umano (NP_001839.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                  |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Reattività crociata | Umano, Topo                                                                                                                                            |
| SWISS               | P12109                                                                                                                                                 |
| Peso proteico       | 109 kDa                                                                                                                                                |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                     |