

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Collagene VI/Col6A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P12109

Numero articolo: CM0005481



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Collagene VI/COL6A1 ricombinante, validato per western blot, immunoistochimica ed ELISA. Rileva COL6A1 umano, di topo e di ratto (P12109). Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Collagene VI/COL6A1
Note/Alias	OPLL; BTHLM1; UCHMD1; Collagene VI/COL6A1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1291
ID Gene	1291
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 37-235 del Collagene VI/COL6A1 umano (P12109)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12109
Peso Proteico	109kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio