


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Collagene X/Col10A1 Per Wb, Elisa - Q03692

Numero articolo: CM0002802



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato al Collagene X/COL10A1 umano per applicazioni WB ed ELISA. Validato su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla mineralizzazione della cartilagine e sui disturbi scheletrici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Collagene X/COL10A1
Note/Alias	COL10A1; catena collagene alfa-1(X); Collagene X/COL10A1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	1300
ID Gene	1300
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-600 del Collagene X/COL10A1 umano (Q03692).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q03692
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio