

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Collagene Xvii/Col17A1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Umd9

Numero articolo: CM0004736



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il Collagene XVII umano (COL17A1, BP180). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per la ricerca sugli emidesmosomi, la membrana basale e il pemfigoide bolloso.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | Anticorpo monoclonale di coniglio Collagene XVII/COL17A1                                                                                              |
| Note/Alias            | ERED; JEB4; BP180; BPA-2; BPAG2; LAD-1; BA16H23.2; Collagene XVII/COL17A1                                                                             |
| Specie                | Umano                                                                                                                                                 |
| ID Gene (Umano)       | 1308                                                                                                                                                  |
| ID Gene               | 1308                                                                                                                                                  |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 1300-1400 del Collagene XVII/COL17A1 umano (Q9UMD9). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                                                                                                                 |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                      |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                                                 |
| SWISS                 | Q9UMD9                                                                                                                                                |
| Peso Proteico         | 150kDa                                                                                                                                                |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                    |