


Anticorpo Policlonale Anti-Commd1 Per If/Icc, Elisa - Q8N668

Numero articolo: CM0027054



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COMMD1 (MURR1) per IF/ICC e ELISA. Rileva COMMD1 umano, di topo e di ratto (21 kDa). Adatto per studi sul riciclo endosomiale, NF-kB e omestasi del rame.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COMMD1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MURR1; C2orf5; COMMD1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	150684
GeneID	150684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di COMMD1 umano (NP_689729.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8N668
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio