


Anticorpo Policlonale Anti-Commd5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzq3

Numero articolo: CM0020956



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro COMMD5 (HCARG), convalidato per WB, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Colpisce una proteina scaffold coinvolta nel riciclo endosomiale e nella regolazione della proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COMMD5 Rabbit pAb
Note / Alias	HCARG; HT002; COMMD5
Specie	Uomo
ID gene	28991
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-224 di COMMD5 umano (NP_054785.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZQ3
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio