


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Comp Per Wb, Elisa - P49747

Numero articolo: CM0003526



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Cartilage Oligomeric Matrix Protein umana (COMP, TSP5). Convalidato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca su cartilagine e matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COMP Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
Specie	Uomo
GeneID (umano)	1311
GeneID	1311
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 della COMP umana (NP_000086.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P49747
Peso proteico	83 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio