

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Complemento C2 Per Wb Ed Elisa - P06681

Numero articolo: CM0017903



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il Complemento C2 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Consente lo studio dell'attivazione del complemento, della difesa immunitaria e della degenerazione maculare legata all'età. Reagisce crociatamente con il C2 umano (83 kDa).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	C2 Rabbit pAb
Note/alias	CO2; ARMD14; C2
Specie	Umano
GeneID (umano)	717
GeneID	717
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 453-752 del C2 umano (NP_000054.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P06681
Peso della proteina	83 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante