

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Complemento C3 Per If-P, Elisa - P01024

Numero articolo: CM0013238



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Complemento C3 umano (aa 1364-1663). Validato per IF-P ed ELISA; reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Indicato per la ricerca sulla via del complemento e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Complemento C3
Note/alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; Complemento C3
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	718
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1364-1663 del Complemento C3 umano (NP_000055.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P01024
Peso della proteina	187 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante