

Polmab Anticorpo Rabbia Anti-Complemento C3 Per Wb E Elisa - P01024 / P01027

Numero articolo: CM0009045



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il Complemento C3 (C3, ASP, C3a, C3b) validato per WB e ELISA. Reagisce con C3 umano, di topo e di ratto. Ideale per ricerche sulla cascata del complemento, studi sull'infiammazione e indagini sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Complemento C3 Rabbit PolymAb®
Annotazioni/Alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p
Specie	Umano/Topo
GeneID (Umano)	718
GeneID	718/12266
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1364-1663 del Complemento C3 umano/di topo (NP_033908.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01024/P01027
Peso proteico	186kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato