


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Complemento C4A Per Wb, If-P, Elisa - P0C0L4

Numero articolo: CM0010197



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il Complemento C4A umano (SWISS: P0C0L4). Convalidato per applicazioni Western blot, immunofluorescenza (IF-P) e ELISA. Ideale per lo studio della via classica del complemento e dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Complemento C4A Rabbit mAb
Note/Alias	C4; RG; C4S; C04; C4A2; C4A3; C4A4; C4A6; C4AD; CPAMD2; Complement C4A
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	720
ID gene	720
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 940-1237 del Complemento C4A umano (P0C0L4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P0C0L4
Peso proteico	193 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio