

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fattore B Del Complemento (Cfb) Per Wb, Elisa - P00751

Numero articolo: CM0017240



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al Fattore B del Complemento umano (CFB), adatto per WB ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla via del complemento e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fattore del complemento B (CFB) pAb coniglio
Osservazioni/Alias	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBD; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; Fattore del complemento B (CFB)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	629
GeneID	629
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 80-420 del Fattore del complemento B umano (CFB) (NP_001701.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P00751
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio