

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fattore B Del Complemento (Cfb) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00751

Numero articolo: CM0020126



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Fattore B del complemento umano (CFB), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'attivazione della via alternativa del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fattore B del complemento (CFB), pAb di coniglio
Note/alias	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBD; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; Fattore B del complemento (CFB)
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	629
ID del gene	629
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P00751
Peso della proteina	86 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante