

Anticorpo Policlonale Anti-Fattore Del Complemento B Per Wb, If/Icc, Elisa - P00751

Numero articolo: CM0021491



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Fattore del complemento B umano (CFB, P00751). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA; reazione crociata con umano e topo. Un reagente chiave per la ricerca sulla via alternativa del complemento, l'immunità innata e le malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fattore del complemento B pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBD; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; Fattore del complemento B (CFB)
Specie	Umano
GeneID (umano)	629
GeneID	629
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli aminoacidi 26-764 del Fattore del complemento B umano (NP_001701.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P00751
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio