

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fattore D Del Complemento Per Wb, Elisa - P00746

Numero articolo: CM0007445



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-fattore D del complemento umano (Adipsina) di alta qualità, validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Indirizzato contro la serin-proteasi secreta con un peso proteico di 27 kDa. Ideale per la ricerca sulla via alternativa del complemento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-fattore D del complemento
Note/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSIN; Fattore D del complemento
Specie	Umano
GeneID (umano)	1675
GeneID	1675
Immunogeno	Proteina ricombinante del fattore D del complemento umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P00746
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante