

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fattore D Del Complemento Per Wb, Elisa - P00746

Numero articolo: CM0023486



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato al fattore D del complemento umano (Adipsina/CFD). Validato per WB ed ELISA, adatto per lo studio della via alternativa del complemento, dell'immunità innata e delle malattie infiammatorie. Proteasi a serina secreta di 27 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fattore D del complemento pAb coniglio
Osservazioni/Alias	DF; ADN; PFD; ADIPSINA; Fattore D del complemento
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1675
GeneID	1675
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-253 del fattore D del complemento umano (NP_001919.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P00746
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio