

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Il Fattore H Del Complemento Per Wb, Elisa - P08603

Numero articolo: CM0009954



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia il fattore H del complemento umano (CFH), convalidato per WB e ELISA. Peso molecolare 139kDa. Ideale per lo studio della regolazione del complemento, dell'immunità innata e delle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fattore H del complemento, mAb di coniglio
Note/Alias	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Complement factor H
Specie	Umana
ID gene (Umano)	3075
ID gene	3075
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 del fattore H del complemento umano (P08603).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08603
Peso proteico	139kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio