

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fattore H Del Complemento Per Wb - P08603

Numero articolo: CM0017931



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il Fattore H del complemento, un inibitore solubile chiave della via alternativa del complemento. Validato per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA in umano, topo e ratto. Peso molecolare previsto 139kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-Fattore H del complemento
Note/Alias	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Fattore H del complemento
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3075
ID Gene	3075
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 del Fattore H del complemento umano (NP_004485.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08603
Peso Proteico	139kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio