

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fattore H Del Complemento Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08603

Numero articolo: CM0022488



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Fattore H del Complemento umano (CFH), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare la regolazione della via alternativa del complemento e la degenerazione maculare legata all'età.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-Fattore H del Complemento                                                                                   |
| Note/Alias          | FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Fattore H del Complemento                                                          |
| Specie              | Umano                                                                                                                                              |
| ID Gene (Umano)     | 3075                                                                                                                                               |
| ID Gene             | 3075                                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-323 del Fattore H del Complemento umano (NP_000177.2). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                           |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                 |
| SWISS               | P08603                                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 139kDa                                                                                                                                             |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                              |