


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Comt Per Wb Ed Elisa - P21964

Numero articolo: CM0010150



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la COMT umana (catecolo O-metiltransferasi), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con proteine umane e di ratto. Peso molecolare previsto: 30 kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo dei neurotrasmettitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-COMT
Note/Alias	HEL-S-98n; COMT
Specie	Uomo
ID genico (umano)	1312
ID genico	1312
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della COMT umana (P21964).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	P21964
Peso della proteina	30 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata