


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Comt Per Wb, Elisa - P21964

Numero articolo: CM0027828



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro COMT umano (Catecol O-metiltransferasi), reattivo con umano, topo e ratto. Validato per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sul metabolismo delle catecolamine e sulla degradazione dei neurotrasmettitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COMT Rabbit pAb
Note/Alias	HEL-S-98n; COMT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1312
GeneID	1312
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-221 di COMT umano (NP_009294.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21964
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio