


Anticorpo Monoclonale Anti-Connexina 43 Per Wb E Elisa - P17302

Numero articolo: CM0007044



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Connexina 43 validato per WB, ELISA. Reagisce con essere umano, topo, ratto. Bersaglia la proteina alfa-1 delle giunzioni comunicanti, fondamentale per la segnalazione intercellulare e l'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Connexin 43 Rabbit mAb
Note/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexin 43
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2697
GeneID	2697
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-382 della Connexina 43 umana (NP_000156.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17302
Peso proteico	43 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio