


Anticorpo Policlonale Anti-Connexina 43 Per Wb, Elisa - P17302

Numero articolo: CM0023271



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting la Connexina 43 umana (Cx43/GJA1). Adatto per WB e ELISA, con reazione crociata con topo e ratto. Ideale per studi sulla biologia delle giunzioni di comunicazione e l'immunità innata antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Connexin 43 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexin 43
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2697
GeneID	2697
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 283-382 della Connexina 43 umana (NP_000156.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P17302
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio