


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Connessina 43 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P17302

Numero articolo: CM0013551



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per la Connexina 43 umana (Cx43, GJA1). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle giunzioni gap, cardiaca e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Connessina 43
Note/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexina 43
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	2697
ID Gene	2697
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 233-382 della Connexina 43 umana (NP_000156.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P17302
Peso Proteico	43 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante