


Anti-Connexina 43 Coniglio Polymab® Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P17302

Numero articolo: CM0006324



introduzione

Connexina 43 Coniglio PolymAb® (P17302) per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA umano, topo, ratto. Anticorpo monoclonale di alta qualità per la ricerca sulle giunzioni gap e sull'immunità innata. Materiale primo IVD affidabile.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Connexina 43 Coniglio PolymAb®
Note/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA
Specie	Umano
GeneID (umano)	2697
GeneID	2697
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-382 della Connexina 43 umana (NP_000156.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17302
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio