

Anticorpo Monoclonale Anti-Copa Per Wb, Ihc-P, Elisa - P536362

Numero articolo: CM0003629



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante mirato a COPA (alpha-COP, subunità alfa del coatomero). Validato per Western blot, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sul traffico intracellulare e sulle vescicole COPI.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	COPA Coniglio mAb
Note/Alias	AILJK; HEP-COP; alpha-COP; COPA
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1314
GenelD	1314
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del COPA umano (P53621).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P53621
Peso Proteico	138kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio