


Anticorpo Policlonale Anti-Copa Per Wb Ed Elisa - P53621

Numero articolo: CM0021536



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la COPA umana (subunità alfa del coatomero). Validato per Western blot ed ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studiare il traffico vescicolare COPI e la funzione del Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	COPA Rabbit pAb
Note/Alias	AILJK; HEP-COP; alpha-COP; COPA
Specie	Umana
GeneID	1314
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 550-650 della COPA umana, NP_001091868.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P53621
Peso Proteico	138kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio