

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Copb2 Per Wb, Elisa - P35606

Numero articolo: CM0002348

introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit contro COPB2, validato per Western blot e ELISA. Rileva COPB2 umana e murina (subunità beta' del coatomer) coinvolta nel trasporto RETICOLO-Golgi, 102 kDa. Ideale per la ricerca sul traffico intracellulare e le malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COPB2 Rabbit mAb
Note/Alias	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9276
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 657-906 della COPB2 umana (NP_004757.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P35606
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio