


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Copb2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P35606

Numero articolo: CM0006747



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-COPB2 validato per WB, IF/ICC, ELISA su campioni umani. Bersaglia la subunità coatomere beta'-COP (p102), un componente chiave delle vescicole COPI importante per il trasporto retrogrado da Golgi all'ER.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	COPB2 mAb coniglio
Osservazioni/Alias	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9276
GeneID	9276
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 657-906 del COPB2 umano (NP_004757.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P35606
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio