


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Copb2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35606

Numero articolo: CM0030066



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro COPB2, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva COPB2 umano, di topo e di ratto (~102 kDa). Ideale per lo studio della funzione del complesso coatomer nel traffico golgiano e nel trasporto proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	COPB2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	9276
ID gene	9276
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 657-906 di COPB2 umano (NP_004757.1).
Sorgente	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35606
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio